

## **Deltoid Intramuscular Injection Trainer (SINI-L-IMD-01)**

### **หุ่นฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน**

-ตัวหุ่นทำจากซิลิโคนคุณภาพสูง มีผิวหนังที่สัมผัสสเหมือนจริง มีความอ่อนนุ่ม เมื่อแทงเข็มแล้วไม่ทิ้งร่องรอย

-สามารถใช้เข็มเบอร์ 22-23 แฉงได้ 500+ ครั้ง

-เป็นหุ่นกล้ามเนื้อจำลองใช้สวมแขนเพื่อฝึกทักษะการฉีดยากล้ามเนื้อแขน มีสายรัดกับแขนคนจริงหรือ manikin

-ตัวหุ่นสามารถฝึกฉีดยาได้จริง ฉีดน้ำยาเข้าไปได้จริง และมีรูเปิดปิดเพื่อเทน้ำทิ

-สามารถใช้มือคลำเพื่อหา landmark ทางกายวิภาคได้

-การใช้งานและการดูแลรักษา;

- ควรใช้น้ำสำหรับฉีดเท่านั้น
- มีรูเปิดปิดเพื่อเทน้ำทิ้ง ควรเทน้ำทิ้งโดยการตั้งหุ่นให้ตรงเพื่อช่วยการไหลออกของน้ำให้เร็วขึ้นหรือปล่อยให้หุ่นแห้งตามธรรมชาติ
- หลังใช้งาน สามารถทำความสะอาดหุ่นโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด ไม่ควรใช้แอลกอฮอล์เช็ด
- ไม่ควรขีดเขียนที่ตัวหุ่น
- ซิลิโคนสามารถทนที่อุณหภูมิสูง (-40 ° C ถึง +200 ° C)
- เพื่อการใช้งานยาวนานแนะนำให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง

-ขนาด: 255 มม.\* 55 มม.\* 60 มม. / 475.5 ก.

